

# PHOX2A (YD12617) Rabbit mAb

货号: **AYD15753**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a>
推荐浓度	
理论分子量	30kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	May be involved in regulating the specificity of expression of the catecholamine biosynthetic genes. Acts as a transcription activator/factor. Could maintain the noradrenergic phenotype
基因ID	401
基因名	PHOX2A
Swiss	O14813
别名	PHOX2A (YD12617)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)