

— ABLYBIO, Help Your Research



PHOX2A (YD12597) Rabbit mAb

货号: **AYD15760**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	30kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May be involved in regulating the specificity of expression of the catecholamine biosynthetic genes. Acts as a transcription activator/factor. Could maintain the noradrenergic phenotype
基因ID	401

基因名	PHOX2A
Swiss	O14813 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14813/entry)
别名	PHOX2A (YD12597),PHOX2A (YD12597) Rabbit mAb,PHOX2A,ARIX1 homeodomain protein,Aristaless hom eobox protein homolog,Paired-like homeobox 2A,ARIX,PMX2A

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)