

# ICOS (YD12447) Rabbit mAb

货号: **AYD15772**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	23kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse thymus,Mouse spleen,Rat thymus
细胞定位	Cell membrane, Secreted
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the CD28 and CTLA-4 cell-surface receptor family. It forms homodimers and plays an important role in cell-cell signaling, immune responses, and regulation of cell proliferation.
基因ID	29851
基因名	ICOS
Swiss	Q9Y6W8
别名	ICOS (YD12447)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)