

Lipoprotein a (YD12429) Rabbit mAb

货号: AYD15775

产品信息


反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	227kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Apo(a) is the main constituent of lipoprotein(a) (Lp(a)). It has serine proteinase activity and is able of autoproteolysis. Inhibits tissue-type plasminogen activator 1. Lp(a) may be a ligand for megalin/Gp 330
基因ID	4018
基因名	LPA
Swiss	P08519
别名	Lipoprotein a (YD12429)



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn