

— ABLYBIO, Help Your Research



# Lipoprotein a (YD12429) Rabbit mAb

货号: **AYD15775**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB IHC-P  |
| 推荐浓度  |   |
| 理论分子量 | 227kDa  |
| 实测分子量 |   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  |   |
| 细胞定位  |   |
| 纯化    | 亲和纯化  |

## 抗原信息


|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 |  |
|------|--|

## 靶点信息

|      |   |
|------|---|
| 研究背景 | Apo(a) is the main constituent of lipoprotein(a) (Lp(a)). It has serine proteinase activity and is able of autoprolysis. Inhibits tissue-type plasminogen activator 1. Lp(a) may be a ligand for megalin/Gp 330 |
| 基因ID | 4018  |

|       |  |
|-------|--|
| 基因名   | LPA  |
| Swiss | P08519 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08519/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08519/entry</a> ) |
| 别名    | Lipoprotein a (YD12429),Lipoprotein a (YD12429) Rabbit mAb,LPA   |

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)