

— ABLYBIO, Help Your Research



# AIM2 (YD12390) Rabbit mAb

货号: **AYD15776**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	39kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,Mouse spleen
细胞定位	Cytoplasm, Inflammasome, Nucleus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	AIM2 is a member of the IFI20X /IFI16 family. It plays a putative role in tumorigenic reversion and may control cell proliferation. Interferon-gamma induces expression of AIM2.
------	--

基因ID	9447
基因名	AIM2
Swiss	O14862 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14862/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14862/entry</a> )
别名	AIM2 (YD12390),AIM2 (YD12390) Rabbit mAb,AIM2,Absent in melanoma 2

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)