

NG2 (YD12326) Rabbit mAb

货号: **AYD15782**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	251kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A375,Mouse heart,Rat brain,Rat heart
细胞定位	Cell membrane, Apical cell membrane, Cell projection, lamellipodium membrane, Cell surface
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	A human melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan plays a role in stabilizing cell-substratum interactions during early events of melanoma cell spreading on endothelial basement membranes. CSPG4 represents an integral membrane chondroitin sulfate proteoglycan expressed by human malignant melanoma cells.
基因ID	1464
基因名	CSPG4
Swiss	Q6UVK1

别名	NG2 (YD12326)
----	---------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn