

— ABLYBIO, Help Your Research



ITK (YD12198) Rabbit mAb

货号: **AYD15801**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	72kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Molt-4,THP-1(Negative control)
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes an intracellular tyrosine kinase expressed in T-cells. The protein contains both SH2 and SH3 domains which are often found in intracellular kinases. It is thought to play a role in T-cell proliferation and differentiation.
------	--

基因ID	3702
基因名	ITK
Swiss	Q08881 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q08881/entry)
别名	ITK (YD12198),ITK (YD12198) Rabbit mAb,ITK,Interleukin-2-inducible T-cell kinase,Kinase EMT,T-cell-specific kinase,Tyrosine-protein kinase Lyk,EMT,LYK

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)