

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD21 (YD12164) Rabbit mAb

货号: **AYD15812**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	113kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji,Daudi,K-562
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a membrane protein, which functions as a receptor for Epstein-Barr virus (EBV) binding on B and T lymphocytes. Genetic variations in this gene are associated with susceptibility to systemic lupus erythematosus type 9 (SLEB9). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
------	--

基因ID	1380
基因名	CR2
Swiss	P20023 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P20023/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P20023/entry</a> )
别名	CD21 (YD12164),CD21 (YD12164) Rabbit mAb,CR2,Complement C3d receptor,Epstein-Barr virus receptor,C3DR

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)