

Islet 1 (YD12086) Rabbit mAb

货号: **AYD15827**

产品信息

反应	Human, Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	39kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,SH-SY5Y,Mouse thymus,Rat thymus
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the LIM/homeodomain family of transcription factors. The encoded protein binds to the enhancer region of the insulin gene, among others, and may play an important role in regulating insulin gene expression. The encoded protein is central to the development of pancreatic cell lineages and may also be required for motor neuron generation. Mutations in this gene have been associated with maturity-onset diabetes of the young.
基因ID	3670
基因名	ISL1
Swiss	P61371

别名	Islet 1 (YD12086)
----	-------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn