

— ABLYBIO, Help Your Research



# Prostein (YD12066) Rabbit mAb

货号: **AYD15830**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	59kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--


## 靶点信息

研究背景	Proton-associated sucrose transporter. May be able to transport also glucose and fructose
基因ID	85414

基因名	SLC45A3
Swiss	Q96JT2 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96JT2/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96JT2/entry</a> )
别名	Prostein (YD12066),Prostein (YD12066) Rabbit mAb,SLC45A3,Prostate cancer-associated protein 6,Prostein,PCANAP6,PRST

## 产品验证

LNCaP  
kDa  
180 -  
130 -  
100 -  
70 -  
55 -  
40 -  
35 -  
25 -



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)