

# Prostein (YD12066) Rabbit mAb

货号: **AYD15830**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	59kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Proton-associated sucrose transporter. May be able to transport also glucose and fructose
基因ID	85414
基因名	SLC45A3
Swiss	Q96JT2
别名	Prostein (YD12066)

## 产品验证

---

LNCaP  
kDa  
180 -  
130 -  
100 -  
70 -  
55 - ←  
40 -  
35 -  
25 -

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)