

— ABLYBIO, Help Your Research



MelanA (YD12007) Rabbit mAb

货号: **AYD15849**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	13kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SK-MEL-28,OVCAR3
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane, Golgi apparatus, trans-Golgi network membrane, Melanosome
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Involved in melanosome biogenesis by ensuring the stability of GPR143. Plays a vital role in the expression, stability, trafficking, and processing of melanocyte protein PMEL, which is critical to the formation of stage II melanosomes.
------	---

基因ID	2315
基因名	MLANA
Swiss	Q16655 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q16655/entry)
别名	MelanA (YD12007),MelanA (YD12007) Rabbit mAb,MLANA,Antigen LB39-AA,Antigen SK29-AA,Protein Melan-A,MART1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)