

MelanA (YD12007) Rabbit mAb

货号: **AYD15849**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	13kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SK-MEL-28,OVCAR3
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane, Golgi apparatus, trans-Golgi network membrane, Melanosome
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Involved in melanosome biogenesis by ensuring the stability of GPR143. Plays a vital role in the expression, stability, trafficking, and processing of melanocyte protein PMEL, which is critical to the formation of stage II melanosomes.
基因ID	2315
基因名	MLANA
Swiss	Q16655
别名	MelanA (YD12007)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn