

— ABLYBIO, Help Your Research



Parvalbumin (YD12005) Rabbit mAb

货号: **AYD15850**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	12kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse skeletal muscle,Rat skeletal muscle
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a high affinity calcium ion-binding protein that is structurally and functionally similar to calmodulin and troponin C. The encoded protein is thought to be involved in muscle relaxation. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
------	---

基因ID	5816
基因名	PVALB
Swiss	P20472 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P20472/entry)
别名	Parvalbumin (YD12005),Parvalbumin (YD12005) Rabbit mAb,PVALB,Alpha-parvalbumin

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)