

GRSF1 (YD11903) Rabbit mAb

货号: **AYD15883**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	53kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,mouse kidney
细胞定位	Mitochondrion matrix, Cytoplasm
纯化	




抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a cellular protein that binds RNAs containing the G-rich element. The protein is localized in the cytoplasm, and has been shown to stimulate translation of viral mRNAs in vitro. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	2926
基因名	GRSF1
Swiss	Q12849
别名	GRSF1 (YD11903)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn