

— ABLYBIO, Help Your Research



RCN1 (YD11896) Rabbit mAb

货号: **AYD15884**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	39kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Endoplasmic reticulum lumen
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May regulate calcium-dependent activities in the endoplasmic reticulum lumen or post-ER compartment
基因ID	5954

基因名	RCN1
Swiss	Q15293 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15293/entry)
别名	RCN1 (YD11896),RCN1 (YD11896) Rabbit mAb,RCN1,RCN

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)