

— ABLYBIO, Help Your Research



GATA3 (YD11879) Rabbit mAb

货号: **AYD15889**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P ICC/IF FC |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 48kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | 293T |
| 细胞定位 | Nucleus |
| 纯化 | 亲和纯化 |

抗原信息



| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|---|
| 研究背景 | This gene encodes a protein which belongs to the GATA family of transcription factors. The protein contains two GATA-type zinc fingers and is an important regulator of T-cell development and plays an important role in endothelial cell biology. Defects in this gene are the cause of hypoparathyroidism with sensorineural deafness and renal dysplasia. |
|------|---|

| | |
|-------|--|
| 基因ID | 2625 |
| 基因名 | GATA3 |
| Swiss | P23771 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P23771/entry) |
| 别名 | GATA3 (YD11879),GATA3 (YD11879) Rabbit mAb,GATA3,GATA-binding factor 3 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)