

GATA3 (YD11879) Rabbit mAb

货号: **AYD15889**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	48kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein which belongs to the GATA family of transcription factors. The protein contains two GATA-type zinc fingers and is an important regulator of T-cell development and plays an important role in endothelial cell biology. Defects in this gene are the cause of hypoparathyroidism with sensorineural deafness and renal dysplasia.
基因ID	2625
基因名	GATA3
Swiss	P23771

别名	GATA3 (YD11879)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn