

# Pumilio 2 (YD11751) Rabbit mAb

货号: **AYD15918**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	114kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	PC-3,Mouse testis,Rat testis
细胞定位	Cytoplasm, Cytoplasmic granule, perinuclear region
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that belongs to a family of RNA-binding proteins. The encoded protein functions as a translational repressor during embryonic development and cell differentiation. This protein is also thought to be a positive regulator of cell proliferation in adipose-derived stem cells. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Sep 2013]
基因ID	23369
基因名	PUM2
Swiss	Q8TB72

别名	Pumilio 2 (YD11751)
----	---------------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)