

Salivary alpha amylase (YD11691) Rabbit mAb

货号: **AYD15930**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	58kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SKOV3,Mouse liver,Mouse pancreas,Mouse heart,Rat liver,Rat heart
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Amylases are secreted proteins that hydrolyze 1,4-alpha-glucoside bonds in oligosaccharides and polysaccharides, and thus catalyze the first step in digestion of dietary starch and glycogen. The human genome has a cluster of several amylase genes that are expressed at high levels in either salivary gland or pancreas. This gene encodes an amylase isoenzyme produced by the salivary gland. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.
基因ID	276
基因名	AMY1A
Swiss	P04745

别名	Salivary alpha amylase (YD11691)
----	----------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn