

PRDM1/Blimp1 (YD11643) Rabbit mAb

货号: **AYD15941**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	92kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse liver
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that acts as a repressor of beta-interferon gene expression. The protein binds specifically to the PRDI (positive regulatory domain I element) of the beta-IFN gene promoter. Transcription of this gene increases upon virus induction. Two alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been reported.
基因ID	639
基因名	PRDM1
Swiss	O75626

别名	PRDM1/Blimp1 (YD11643)
----	------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn