

— ABLYBIO, Help Your Research



IRS2 (YD11639) Rabbit mAb

货号: **AYD15942**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	137kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,K-562,Mouse kidney,Rat kidney
细胞定位	Cytoplasm, cytosol
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes the insulin receptor substrate 2, a cytoplasmic signaling molecule that mediates effects of insulin, insulin-like growth factor 1, and other cytokines by acting as a molecular adaptor between diverse receptor tyrosine kinases and downstream effectors. The product of this gene is phosphorylated by the insulin receptor tyrosine kinase upon receptor stimulation, as well as by an interleukin 4 receptor-associated kinase in response to IL4 treatment.
基因ID	8660
基因名	IRS2
Swiss	Q9Y4H2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y4H2/entry)
别名	IRS2 (YD11639),IRS2 (YD11639) Rabbit mAb,IRS2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)