

FABP4 (YD11618) Rabbit mAb

货号: **AYD15948**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	15kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney,Mouse heart,Rat heart
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	FABP4 encodes the fatty acid binding protein found in adipocytes. Fatty acid binding proteins are a family of small, highly conserved, cytoplasmic proteins that bind long-chain fatty acids and other hydrophobic ligands. It is thought that FABPs roles include fatty acid uptake, transport, and metabolism.
基因ID	2167
基因名	FABP4
Swiss	P15090
别名	FABP4 (YD11618)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn