

— ABLYBIO, Help Your Research



# PACE4 (YD11529) Rabbit mAb

货号: **AYD15974**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	106kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, Endoplasmic reticulum, Endomembrane system
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Serine endoprotease that processes various proproteins by cleavage at paired basic amino acids, recognizing the RXXX[KR]R consensus motif. Likely functions in the constitutive secretory pathway, with unique restricted distribution in both neuroendocrine and non-neuroendocrine tissues
------	--

基因ID	5046
基因名	PCSK6
Swiss	P29122 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P29122/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P29122/entry</a> )
别名	PACE4 (YD11529),PACE4 (YD11529) Rabbit mAb,PCSK6,Paired basic amino acid cleaving enzyme 4,Subtilisin-like proprotein convertase 4,Subtilisin/kexin-like protease PACE4,PACE4

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)