

Iba1 (YD11426) Rabbit mAb

货号: **AYD15994**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	17kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton, Cell projection, ruffle membrane, phagocytic cup
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that binds actin and calcium. This gene is induced by cytokines and interferon and may promote macrophage activation and growth of vascular smooth muscle cells and T-lymphocytes. Polymorphisms in this gene may be associated with systemic sclerosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants, but the full-length and coding nature of some of these variants is not certain.
基因ID	199
基因名	AIF1
Swiss	P55008

别名	Iba1 (YD11426)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn