

— ABLYBIO, Help Your Research



CHD1L (YD11418) Rabbit mAb

货号: **AYD15997**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	101kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney,Mouse liver
细胞定位	Nucleus, Chromosome
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a DNA helicase protein involved in DNA repair. The protein converts ATP to add poly(A DP-ribose) as it regulates chromatin relaxation following DNA damage. Several alternatively spliced transcripts variants have been described for this gene.
------	---

基因ID	9557
基因名	CHD1L
Swiss	Q86WJ1 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q86WJ1/entry)
别名	CHD1L (YD11418),CHD1L (YD11418) Rabbit mAb,CHD1L,Amplified in liver cancer protein 1,Chromo domain-containing protein 1-like,ALC1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)