

— ABLYBIO, Help Your Research



Uroplakin III (YD11302) Rabbit mAb

货号: **AYD16025**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P FC
推荐浓度	
理论分子量	31kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa, HL-60, Mouse brain, Mouse kidney, Rat kidney
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the uroplakin family, a group of transmembrane proteins that form complexes on the apical surface of the bladder epithelium. Mutations in this gene may be associated with renal adysplasia. Alternatively spliced transcript variants have been described.
------	---

基因ID	7380
基因名	UPK3A
Swiss	O75631 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75631/entry)
别名	Uroplakin III (YD11302),Uroplakin III (YD11302) Rabbit mAb,UPK3A,Uroplakin III,UPK3

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)