

# CD19 (YD11186) Rabbit mAb

货号: **AYD16062**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	61kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji,Rat lung
细胞定位	Cell membrane, Membrane raft
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Lymphocytes proliferate and differentiate in response to various concentrations of different antigens. The ability of the B cell to respond in a specific, yet sensitive manner to the various antigens is achieved with the use of low-affinity antigen receptors. This gene encodes a cell surface molecule which assembles with the antigen receptor of B lymphocytes in order to decrease the threshold for antigen receptor-dependent stimulation.
基因ID	930
基因名	CD19
Swiss	P15391

别名	CD19 (YD11186)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)