

— ABLYBIO, Help Your Research



# Myogenin (YD11164) Rabbit mAb

货号: **AYD16064**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	25kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat skeletal muscle
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Myogenin is a muscle-specific transcription factor that can induce myogenesis in a variety of cell types in tissue culture. It is a member of a large family of proteins related by sequence homology, the helix-loop-helix (HLH) proteins. It is essential for the development of functional skeletal muscle.
------	--

基因ID	4656
基因名	MYOG
Swiss	P15173 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P15173/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P15173/entry</a> )
别名	Myogenin (YD11164),Myogenin (YD11164) Rabbit mAb,MYOG,Class C basic helix-loop-helix protein 3,Myogenic factor 4,BHLHC3,MYF4

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)