

— ABLYBIO, Help Your Research



Ly6g (YD32011) Rabbit mAb

货号: **AYD16094**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P FC
推荐浓度	
理论分子量	14kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse large intestine
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Located in external side of plasma membrane.
基因ID	546644

基因名	Ly6g
Swiss	P35461 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P35461/entry)
别名	Ly6g (YD32011),Ly6g (YD32011) Rabbit mAb,Ly6g,Ly-6G.1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)