

IL-27RA (YD16845) Rabbit mAb

货号: **AYD16099**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	69kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Receptor for IL27. Requires IL6ST/GP130 to mediate signal transduction in response to IL27. This signaling system acts through STAT3 and STAT1. Involved in the regulation of Th1-type immune responses. Also appears to be involved in innate defense mechanisms
基因ID	3134
基因名	Il27ra
Swiss	O70394
别名	IL-27RA (YD16845)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn