

# SLC1A5 (YD19941) Rabbit mAb

货号: **AYD16157**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	57kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,SW620,A-549,Mouse lung,Mouse fat,Rat thymus,Rat spleen
细胞定位	Cell membrane, Melanosome
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The SLC1A5 gene encodes a sodium-dependent neutral amino acid transporter that can act as a receptor for RD114/type D retrovirus (Larriba et al., 2001 [PubMed 11781704]).[supplied by OMIM, Jan 2011]
基因ID	6510
基因名	SLC1A5
Swiss	Q15758
别名	SLC1A5 (YD19941)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)