

— ABLYBIO, Help Your Research



# SP17 (YD36026) Rabbit mAb

货号: **AYD16159**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	17kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Sperm surface zona pellucida binding protein. Helps to bind spermatozoa to the zona pellucida with high affinity. Might function in binding zona pellucida and carbohydrates (By similarity)
基因ID	53340

基因名	SPA17
Swiss	Q15506 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15506/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15506/entry</a> )
别名	SP17 (YD36026),SP17 (YD36026) Rabbit mAb,SPA17,Cancer/testis antigen 22,Sp17-1,Sperm autoantigenic protein 17,SP17

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)