

— ABLYBIO, Help Your Research



CHGB (YD36068) Rabbit mAb

货号: **AYD16303**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	78kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NCI-H460,SW620,HT-1080,Mouse eye
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a tyrosine-sulfated secretory protein abundant in peptidergic endocrine cells and neurons. This protein may serve as a precursor for regulatory peptides.
------	---

基因ID	1114
基因名	CHGB
Swiss	P05060 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P05060/entry)
别名	CHGB (YD36068),CHGB (YD36068) Rabbit mAb,CHGB,Chromogranin-B,Secretogranin I,SCG1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)