

— ABLYBIO, Help Your Research



VSX2 (YD36069) Rabbit mAb

货号: **AYD16304**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	39kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse spinal cord,Mouse brain,Rat spinal cord,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a homeobox protein originally described as a retina-specific transcription factor. Mutations in this gene are associated with microphthalmia, cataracts and iris abnormalities. [provided by RefSeq, Oct 2009]
------	--

基因ID	338917
基因名	VSX2
Swiss	P58304 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P58304/entry)
别名	VSX2 (YD36069),VSX2 (YD36069) Rabbit mAb,VSX2,Ceh-10 homeodomain-containing homolog,Homeobox protein CHX10,CHX10,HOX10

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)