

# VSX2 (YD36069) Rabbit mAb

货号: **AYD16304**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	39kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse spinal cord,Mouse brain,Rat spinal cord,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a homeobox protein originally described as a retina-specific transcription factor. Mutations in this gene are associated with microphthalmia, cataracts and iris abnormalities. [provided by RefSeq, Oct 2009]
基因ID	338917
基因名	VSX2
Swiss	P58304
别名	VSX2 (YD36069)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)