

CPSF3 (YD36074) Rabbit mAb

货号: **AYD16309**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	77kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T,SH-SY5Y,Mouse liver,Mouse kidney,Mouse uterus,Rat spleen
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the metallo-beta-lactamase family. The encoded protein is a 73kDa subunit of the cleavage and polyadenylation specificity factor and functions as an endonuclease that recognizes the pre-mRNA 3'-cleavage site AAUAAA prior to polyadenylation. It also cleaves after the pre-mRNA sequence ACCCA during histone 3'-end pre-mRNA processing.
基因ID	51692
基因名	CPSF3
Swiss	Q9UKF6

别名	CPSF3 (YD36074)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn