

— ABLYBIO, Help Your Research



CXCR6 (YD36078) Rabbit mAb

货号: **AYD16313**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	39kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Receptor for the C-X-C chemokine CXCL16. Used as a coreceptor by SIVs and by strains of HIV-2 and m-tropic HIV-1
基因ID	10663

基因名	CXCR6
Swiss	O00574 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O00574/entry)
别名	CXCR6 (YD36078),CXCR6 (YD36078) Rabbit mAb,CXCR6,CDw186,G-protein coupled receptor STRL33,G-protein coupled receptor bonzo,BONZO,STRL33,TYMSTR

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)