

UBA1 (YD36095) Rabbit mAb

货号: **AYD16330**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	118kDa/118kDa/118kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, Mitochondrion, Nucleus
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Catalyzes the first step in ubiquitin conjugation to mark cellular proteins for degradation through the ubiquitin-proteasome system (PubMed:1447181, PubMed:1606621, PubMed:33108101). Activates ubiquitin by first adenylating its C-terminal glycine residue with ATP, and thereafter linking this residue to the side chain of a cysteine residue in E1, yielding a ubiquitin-E1 thioester and free AMP (PubMed:1447181). Essential for the formation of radiation-induced foci, timely DNA repair and for response to replication stress. Promotes the recruitment of TP53BP1 and BRCA1 at DNA damage sites (PubMed:22456334) Catalyzes the first step in ubiquitin conjugation to mark cellular proteins for degradation through the ubiquitin-proteasome system (PubMed:1511901). Activates ubiquitin by first adenylating its C-terminal glycine residue with ATP, and thereafter linking this residue to the side chain of a cysteine residue in E1, yielding a ubiquitin-E1 thioester and free AMP. Essential for the formation of radiation-induced foci, timely DNA repair and for response to replication stress. Promotes the recruitment of TP53BP1 and BRCA1 at DNA damage sites Catalyzes the first step in ubiquitin conjugation to mark cellular proteins for degradation through the ubiquitin-proteasome system. Activates ubiquitin by first adenylating its C-terminal glycine residue with ATP, and thereafter linking this residue to the side chain of a cysteine residue in E1, yielding a ubiquitin-E1 thioester and free AMP. Essential for the formation of radiation-induced foci, timely DNA repair and for response to replication stress. Promotes the recruitment of TP53BP1 and BRCA1 at DNA damage sites
基因ID	7317
基因名	UBA1, Uba1
Swiss	P22314, Q02053, Q5U300
别名	UBA1 (YD36095)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn