

FKBP8 (YD36107) Rabbit mAb

货号: **AYD16342**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,THP-1,BT-474,HeLa,HL-60,Mouse liver,Mouse brain,Mouse eye,Rat brain
细胞定位	Mitochondrion, Mitochondrion membrane
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. Unlike the other members of the family, this encoded protein does not seem to have PPIase/rotamase activity. It may have a role in neurons associated with memory function.
基因ID	23770
基因名	FKBP8
Swiss	Q14318

别名	FKBP8 (YD36107)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn