

SERPINA9 (YD36112) Rabbit mAb

货号: **AYD16347**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	47kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Human serum
细胞定位	Secreted, Cytoplasm, Membrane
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Protease inhibitor that inhibits trypsin and trypsin-like serine proteases (in vitro. Inhibits plasmin and thrombin with lower efficiency (in vitro.
基因ID	327657
基因名	SERPINA9
Swiss	Q86WD7
别名	SERPINA9 (YD36112)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn