

GLO1 (YD36115) Rabbit mAb

货号: **AYD16350**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	21kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474,22Rv1,U-937,PC-3,Mouse kidney
细胞定位	
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The enzyme encoded by this gene is responsible for the catalysis and formation of S-lactoyl-glutathione from methylglyoxal condensation and reduced glutathione. Glyoxalase I is linked to HLA and is localized to 6p21.3-p21.1, between HLA and the centromere.
基因ID	2739
基因名	GLO1
Swiss	Q04760
别名	GLO1 (YD36115)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn