

# HSD3B1 (YD36138) Rabbit mAb

货号: **AYD16373**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis,Mouse ovary,Rat testis,Rat ovary
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane, Mitochondrion membrane
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the oxidative conversion of delta-5-3-beta-hydroxysteroid precursors into delta-4-ketosteroids, which leads to the production of all classes of steroid hormones. The encoded protein also catalyzes the interconversion of 3-beta-hydroxy- and 3-keto-5-alpha-androstane steroids.
基因ID	3283
基因名	HSD3B1
Swiss	P14060

别名	HSD3B1 (YD36138)
----	------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)