

# JUND (YD36146) Rabbit mAb

货号: **AYD16381**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,293T,HepG2,Mouse kidney,Mouse liver,Mouse pancreas,Mouse testis,Rat liver
细胞定位	Nucleus
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this intronless gene is a member of the JUN family, and a functional component of the AP1 transcription factor complex. This protein has been proposed to protect cells from p53-dependent senescence and apoptosis. Alternative translation initiation site usage results in the production of different isoforms (PMID:12105216).
基因ID	3727
基因名	JUND
Swiss	P17535

别名	JUND (YD36146)
----	----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)