

— ABLYBIO, Help Your Research



NDRG3 (YD36177) Rabbit mAb

货号: **AYD16412**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	41kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HeLa,Mouse thymus
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Predicted to be involved in signal transduction. Located in cytoplasm.
基因ID	57446

基因名	NDRG3
Swiss	Q9UGV2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UGV2/entry)
别名	NDRG3 (YD36177),NDRG3 (YD36177) Rabbit mAb,NDRG3,N-myc downstream-regulated gene 3 protein

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)