

— ABLYBIO, Help Your Research



SAMM50 (YD36233) Rabbit mAb

货号: **AYD16468**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG, A-431, LO2, HL-60, HT-1080, Mouse eye, Mouse heart
细胞定位	Mitochondrion outer membrane, Cytoplasm, Mitochondrion
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a component of the Sorting and Assembly Machinery (SAM) of the mitochondrial outer membrane. The Sam complex functions in the assembly of beta-barrel proteins into the outer mitochondrial membrane.
------	---

基因ID	25813
基因名	SAMM50
Swiss	Q9Y512 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y512/entry)
别名	SAMM50 (YD36233),SAMM50 (YD36233) Rabbit mAb,SAMM50,Transformation-related gene 3 protein,SAM 50

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)