

# SAMM50 (YD36233) Rabbit mAb

货号: **AYD16468**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,A-431,LO2,HL-60,HT-1080,Mouse eye,Mouse heart
细胞定位	Mitochondrion outer membrane, Cytoplasm, Mitochondrion
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a component of the Sorting and Assembly Machinery (SAM) of the mitochondrial outer membrane. The Sam complex functions in the assembly of beta-barrel proteins into the outer mitochondrial membrane.
基因ID	25813
基因名	SAMM50
Swiss	Q9Y512
别名	SAMM50 (YD36233)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)