

— ABLYBIO, Help Your Research



SMCHD1 (YD36241) Rabbit mAb

货号: **AYD16476**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	226kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HL-60,SKOV3,Jurkat,U-251MG,HepG2,Rat brain
细胞定位	Chromosome
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein which contains a hinge region domain found in members of the SMC (structural maintenance of chromosomes) protein family.
------	--

基因ID	23347
基因名	SMCHD1
Swiss	A6NHR9 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/A6NHR9/entry)
别名	SMCHD1 (YD36241),SMCHD1 (YD36241) Rabbit mAb,SMCHD1,KIAA0650

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)