

— ABLYBIO, Help Your Research



SNRPA1 (YD36243) Rabbit mAb

货号: **AYD16478**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	28kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,Jurkat,Raji,HeLa,NIH/3T3,Mouse kidney,Mouse liver,Mouse lung
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Involved in pre-mRNA splicing as component of the spliceosome. Associated with sn-RNP U2, where it contributes to the binding of stem loop IV of U2 snRNA.
------	--

基因ID	6627
基因名	SNRPA1
Swiss	P09661 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P09661/entry)
别名	SNRPA1 (YD36243),SNRPA1 (YD36243) Rabbit mAb,SNRPA1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)